





<b>ELASTICIDADE</b>	140% a 160% - 2 Direções	200% - 4 Direções	0% - Sem elasticidade	140% a 160% - 2 Direções
<b>APLICAÇÃO</b>	Musculatura alongada	Musculatura encurtada	Imobilização	Alta compressão, auto aderente
<b>TENSÃO</b>	Com tensão rígida final	Sem tensão rígida final	Rígida	Com tensão final
<b>MÉTODO</b>	Kinesioterapia	Dynamic Tape	McConnell e Mulligan	
<b>PRINCIPAIS FUNÇÕES</b>	<p>Suporte de músculos e articulações - prevenção e cura. Redução da fadiga muscular, inchaço e dor. Tratamento linfedema, drenagem linfática pós-cirúrgico. A Bandagem furada foi desenvolvida para linfedemas, aplicação em pacientes com dor crônica (não é necessário retirar a bandagem para aplicação de laser, agulhamento, etc). Somos fornecedores do INCA e patrocinadores de vários cursos.</p>	<p>Bandagem biomecânica altamente elástica. Auxiliar os movimentos articulares fornecendo apoio e estabilidade. Modifica e melhora padrões alterados dos movimentos e propriocepção. Melhorar a eficiência biomecânica. Melhora o padrão da marcha. Alivia e previne espasmos e câimbras nos músculos.</p>	<p>Estabilização articular. Correção do posicionamento articular. Analgesia - Limitação seletiva da Amplitude de movimento (ADM). Muito usada no tênis para cotovelo de tenista, tendinite nos joelhos, punhos. Estabilização de punhos abertos e tornozelos. Prevenção de luxação durante partidas de futebol (robofoot).</p>	<p>Bandagem de compressão para inchaços, varizes e controle de edemas. Imobilização parcial. Muito utilizada para fixação de curativos no pós-cirúrgico ortopédico, principalmente pés. Auto aderente/Respirável/ Resistente a Água/Corte com as mãos.</p>
<b>ANVISA</b>	Nº: 80973050011	Nº: 80973059003	Nº:80973050014	Nº: 80973050015